


隱形殺手監控 血壓量測

7/22



連續測量 **7** 天
連續測量及記錄
且定期回診

一天測量 **2** 次
早晚固定時間各量一次
取平均值



左右手各 **2** 次
每次間隔一分鐘

血壓正常	高血壓前期	高血壓		MENU
收縮壓	收縮壓	收縮壓	收縮壓	開 START STOP 關
<120	120-139	140-159	>160	
< 80	80-89	90-99	>100	RESET
舒張壓	舒張壓	舒張壓	舒張壓	

